



Produktdatablad

# Sutursaks, steril, 11 cm

Varenummer: 233001



## Varedeklaration

Forpakning: 25 stk pr. pakke. 12 pakker pr. kolli. Produktbetegnelse: Sutursaks. Materiale: rustfrit stål. Features: spids/spids, steril. Engangs/flergangs: engangs. Længde/dybde: 11 cm. Certifikater: CE. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse Is. Direktiver, lovgivning og regler: 93/42/EEC. Produktbeskrivelse: Anvendes til div. sterile procedurer, fx til afklipping af suturer. Bortskaffelse af produkt: Afleveres på miljøstation. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.