



Varenummer 233046

Curette, KAI, 15cm, Ø5mm, grøn,  
rustfrit stål, steril, engangs



## Produktbeskrivelse

En skarp curette der sikrer rene og præcise skæreflader, og som er fremstillet i rustfrit stål. Forskellige størrelser på hver curette sikrer let identifikation. Anvendes fx til revidering af sår eller til udtagning af biopsier.

STERILE

## Specifikationer

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Curette                           |
| Varemærke                        | KAI                               |
| Farve                            | Grøn                              |
| Features                         | Steril                            |
| Engangs/flergangs                | Engangs                           |
| Materiale                        | Rustfrit stål                     |
| Længde/dybde                     | 15 cm                             |
| Diameter                         | 5 mm                              |
| Certifikater                     | CE.                               |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse IIa                        |
| Direktiver, lovgivning og regler | 93/42/EEC                         |
| Bortskaffelse af produkt         | Afleveres på miljøstation.        |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genanvendes eller forbrændes. |

## Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde  | Højde   | EAN            |
|-------|------------|---------|---------|---------|----------------|
| kil   | 20 pk      | 37.8 cm | 22.8 cm | 34.4 cm | 4560146922216  |
| pk    | 20 stk     | 20.5 cm | 9 cm    | 6.3 cm  | 14560146922213 |



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE