




Varenummer 233077

**Strep A test, QuickVue DipStick,
dipstick, 50 stk, 334 g**



Produktbeskrivelse

Testkit til påvisning af betahæmolytiske streptokokker med enkeltindpakkede teststrimler.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Strep A test
Varemærke	QuickVue
Vareserie	DipStick
Features	Dipstick, 50 stk
Længde/dybde	12 cm
Bredde	21.3 cm
Højde	8.4 cm
Vægt, netto	332 g
Vægt, brutto	334 g
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Generel
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Holdbarhed	24 måneder
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	600 stk	50 cm	23 cm	26.5 cm	50014613330077
pk	50 stk	12 cm	21.1 cm	8.3 cm	30014613330073
æske	50 stk	12 cm	21.1 cm	8.3 cm	30014613330073
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet kan udgøre en miljømæssig sundhedsfare.



Produktet kan udgøre en sundhedsfare.