

Varenummer 233080

Testkit, Nycocard, CRP, kølevare, singletest, 48 stk, 390 g



Produktbeskrivelse

Testkit til påvisning af C-reaktivt protein CRP i kapillærblod, enkeltforseglede testbrikker. Anvendes sammen med Nycocard Reader II.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Testkit
Varemærke	Nycocard
Features	CRP, kølevare, singletest, 48 stk
Længde/dybde	14.5 cm
Bredde	20 cm
Højde	7.5 cm
Vægt, netto	389.1 g
Vægt, brutto	390 g
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Generel
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Temperaturtolerance	+2° C til +8° C.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	48 stk	14.5 cm	20 cm	7.5 cm	7070060010946
stk	1 stk				7070060000619



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet skal opbevares
køligt.