



Varenummer 233093

Blodvender, TrioMix, blå

Produktbeskrivelse

Blodvenderen sørger for, at prøven bliver godt blandet for at sikre et korrekt analyseresultat. Den mindsker desuden risikoen for arbejdsskader som følge af manuel blanding. Blodvenderen kan anvendes til alle slags prøverør, eftersom vippehastigheden kan reguleres (3 hastigheder). Vippeapparatet bruger et genopladeligt 3,7 V litium batteri. Batteriet oplades ved at tilslutte den medfølgende adapter.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Blodvender
Varemærke	TrioMix
Farve	Blå
Længde/dybde	150 mm
Bredde	130 mm
Højde	100 mm
Vægt, netto	290 g
Inkluderet tilbehør	Adapter
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse A
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/1542, IVDR (EU) 2017/746
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Produkt og batterier skal adskilles og sorteres separat i henhold til lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	22.8 cm	13 cm	8 cm	7350119930006