



Varenummer 233124

Urinposestativ, Qufora, One size, lilla, sammenklappeligt



Produktbeskrivelse

Det slidstærke og holdbare Qufora ophæng passer til alle senge og kan let betjenes med en hånd.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Urinposestativ
Varemærke	Qufora
Størrelse	One size
Farve	Lilla
Features	Sammenklappeligt
Materiale	Plast
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Brugsanvisning

Anvendes til ophæng af urinpose.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	50 stk	35 cm	19 cm	22.7 cm	46955824045909
pk	5 stk	20.3 cm	8.6 cm	6.7 cm	5710187001770
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.