

Varenummer 233136

Urinpose, benpose, Qufora, 50cm, 800 ml, etkammer, CV/NRV, NW bagside, justérbar slange, nattelkobling, singlepak

✓ Posen har tilbageløbsventil så det sikres, at urinen ikke kan løbe fra posen og tilbage i slangen.



Produktbeskrivelse

Urinpose til opsamling af urin, som kobles sammen med kateter eller uridom. Posen har tilbageløbsventil så det sikres, at urinen ikke kan løbe fra posen og tilbage i slangen. Fikses på benet med fikseringsbånd eller urinposeholder.



Specifikationer

| | |
|----------------------------------|--|
| Produktbetegnelse | Urinpose, benpose |
| Varemærke | Qufora |
| Ventiltype | CV, NRV |
| Features | NW bagside, justérbar slange, nattelkobling, singlepak |
| Engangs/flergangs | Engangs |
| Materiale | DOTP, PVC |
| Længde/dybde | 50 cm |
| Rumindhold, brutto | 800 ml |
| Antal kamre | Etkammer |
| Certifikater | CE, MD. |
| CE-klasse (medicinsk udstyr) | Klasse I |
| Direktiver, lovgivning og regler | MDR (EU) 2017/745 |
| Holdbarhed | Ifølge udløbsdato |
| Opbevaringsinstruktioner | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. |
| Bortskaffelse af produkt | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage | Kan genanvendes eller forbrændes. |

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|---------|---------|---------|---------------|
| kl | 100 stk | 44.8 cm | 32.5 cm | 25.4 cm | 5710187001275 |
| pk | 25 stk | 27.5 cm | 34.1 cm | 12.4 cm | 5710187001268 |
| stk | 1 stk | | | | |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.