



Varenummer 233137

**Fikseringsbånd, Qufora, 60x3cm, 2 stk.
pr. pose, med knapper, usteril**



Produktbeskrivelse

Fikseringsbånd til fiksering af urinposer på benet. Båndet er udstyret med silikonestriper på bagsiden, for at den hæfter bedre på benet, og lukkes ved hjælp af et burrebåndstykke. Båndene er hhv. 3 cm brede, og 60 cm i længden.

Findes i en udgave med knapper, hvor knapperne føres igennem urinposens huller/slidser i hhv. top og bund.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Fikseringsbånd
Varemærke	Qufora
Features	2 stk. pr. pose, med knapper, usteril
Længde/dybde	60 cm
Bredde	3 cm
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Vaskeanvisninger	Håndvask, max 40 grader Celcius
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	100 stk	61 cm	20.2 cm	18 cm	46955824045510
pk	10 stk	17 cm	11.8 cm	7.5 cm	5710187001718
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.