

Varenummer 233142

Urinpose, benpose, Qufora, 50cm, 600 ml, etkammer, DV/NRV, NW bagside, justérbar slange, nattelkobling, singlepak

✓ Posen har tilbageløbsventil så det sikres, at urinen ikke kan løbe fra posen og tilbage i slangen.



Produktbeskrivelse

Urinpose til opsamling af urin, som kobles sammen med kateter eller uridom. Posen har tilbageløbsventil så det sikres, at urinen ikke kan løbe fra posen og tilbage i slangen. Fikseses på benet med fikseringsbånd eller urinposeholder.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Urinpose, benpose
Varemærke	Qufora
Ventiltype	DV, NRV
Features	NW bagside, justérbar slange, nattelkobling, singlepak
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	DOTP, PVC
Længde/dybde	50 cm
Rumindhold, brutto	600 ml
Antal kamre	Etkammer
Certifikater	CE, MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	100 stk	44.3 cm	32.5 cm	25.4 cm	46955824045299
pk	25 stk	32.9 cm	27.4 cm	11.8 cm	5710187004191
stk	1 stk				5710187004184



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.