



Varenummer 233145

Urinpose, sengepose, Qufora, 90cm,
2000 ml, etkammer, CV/NRV, singlepak



Produktbeskrivelse

Urinpose til opsamling af urin, som kobles sammen med benpose om natten eller forbindes direkte til uridom. Posen har tilbageløbsventil så det sikres, at urinen ikke kan løbe fra posen og tilbage i slangen. Posen hænges op på sengekanten ved hjælp af urinposestativ, da den bør placeres under blæreniveau.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Urinpose, sengepose
Varemærke	Qufora
Ventiltype	CV, NRV
Features	Singlepak
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	DOTP, PVC
Længde/dybde	90 cm
Rumindhold, brutto	2000 ml
Antal kamre	Etkammer
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Næringsindhold	1
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.



Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	100 stk	43.5 cm	32.7 cm	29 cm	5710187001572
pk	25 stk	31 cm	20.5 cm	14 cm	15710187001562
stk	1 stk				5710187001565



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.