



Varenummer 233211

Curette, Paramount Dermal, Ø5mm,
rustfrit stål, steril, engangs

Produktbeskrivelse

Curette af rustfrit stål og med ergonomisk håndtag. Den er steril og fås i flere forskellige størrelser. Anvendes fx til revidering af sår eller til udtagning af biopsier.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Curette
Varemærke	Paramount Dermal
Features	Steril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Rustfrit stål
Diameter	5 mm
Steriliseringstype	Gamma irradiation
Holdbarhed	5 år
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	5 pk	27.5 cm	22.5 cm	11.5 cm	
pk	10 stk	21.5 cm	10 cm	5.5 cm	

STERILE

Produktet er sterilt