

Varenummer 233315

Ekspektorattest, hvid, med bæger, gaffel, pipette og spidsglas, steril

✓ Til opsamling af ekspektorat til analyse



Produktbeskrivelse

Anvendes i forbindelse med opsamling af ekspektorat til analyse.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Ekspektorattest
Farve	Hvid
Features	Med bæger, gaffel, pipette og spidsglas, steril
Certifikater	CE.
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	55 stk	58 cm	38.5 cm	17 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE