

Varenummer 234221

Printerpapir, til Urisys urinanalyseapparat

Produktbeskrivelse

Anvendes som printerpapir til Urisys urinalyse apparat, til udprintning af resultater i forbindelse med urinalyse.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Printerpapir
Features	Til Urisys urinalyseapparat
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	20 stk	26.5 cm	11.5 cm	12.5 cm	
pk	5 stk	25 cm	5 cm	6 cm	
stk	1 stk				