

Varenummer 234328

Armstrømpe, VenoTrain Soft, CG, kl. 2, nopret, beige, small-normal-kort

- ✓ Sømløs
- ✓ Ekstra blødt albueområde
- ✓ Bevægelsesfrihed
- ✓ Åndbar



Produktbeskrivelse

VenoTrain Soft armstrømpe med stor virkning. Det bløde kompressionsærme er det første sømløse ærme med et ekstra blødt albueområde. Komfort-albue giver høj bærekraft med større fleksibilitet og bevægelsesfrihed i hverdagen. Materialets høje åndbarhed bidrager til den behagelige fornemmelse. Armstrømpen er velegnet til let til moderat lymfødem. Fås i klasse 1 og 2. VenoTrain Soft kompressionsstrømpe fås i farverne: karamel, sort, navy, antracit, espresso og natur. Fås desuden i aktuelle trendfarver: bordeaux og denim. Ved anvendelse af kompressionshandsker og armstrømper er det vigtigt at sikre, at størrelsen er rigtig for at sikre optimale effekt. Derfor bør måltagningen foretages af en person, der har viden om og erfaring i måltagning. Det bør tages mål til strømperne så tidligt på dagen som muligt. Kontakt venligst ABENA kundeservice for yderligere vejledning vedr. kompressionsstrømper.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Armstrømpe
Varemærke	VenoTrain
Vareserie	Soft
Sekundær farve	Beige
Ingredienser/sammensætning	69% polyamid, 31% elasthan
Målepunkter	CG
Kompressionsklasse	Kl. 2
Strømpeegenskaber	Nopret
Strømpestørrelse	Small-normal-kort
Certifikater	OEKO-TEX. RAL. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Produkt- eller teststandarder	Kompressionsklasse 2 - 23-32 mmHg
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Medicinske kompressionsstrømper kan i enkelte tilfælde medføre allergiske reaktioner.
Holdbarhed	3 år, ved korrekt opbevaring.
Holdbarhed, åbnet	6 måneder, ved korrekt behandling.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Vaskeanvisninger	Vaskes med vrangen ud, på skåneprogram og ved 40°C. Skyllemiddel må ikke anvendes. Skal ligge og tørre - ikke i direkte sol eller på direkte varme. Kan tørretumbles ved lav temperatur.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
par	2 stk				
stk	1 stk				4046445864872



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



OEKO-TEX, også kendt som "Confidence in Textiles", er et sundheds- og miljømærke, der bruges over hele verden. Certifikatet sikrer, at tekstiler ikke indeholder stoffer, der er sundheds- eller miljøskadelige.



Produktet kan vaskes ved 40 grader eller derunder.