



Varenummer 234393

Linersæt, VenoTrain Ulcertec 46, hvid, medium-normal-lang



Produktbeskrivelse

Inderstrømpe - sæt med 3 stk. Inderstrømpen har et subbandage tryk på 18 mmHg. Som supplement til strømpesættet VenoTrain Ulcertec 46. Endvidere til patienter, der tåler en høj kompression om natten.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Linersæt
Varemærke	VenoTrain
Vareserie	Ulcertec 46
Farve	Hvid
Ingredienser/sammensætning	69% polyamid, 31% elasthan
Strømpestørrelse	Medium-normal-lang
Certifikater	CE, MD, OEKO-TEX
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Produkt- eller teststandarder	RAL-GZ-387
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Holdbarhed, åbnet	½ år ved daglig brug
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	36 stk	23 cm	15 cm	36 cm	
pk	3 stk	23 cm	15 cm	3 cm	4046445971365
par	2 stk	0 cm	0 cm	0 cm	
stk	1 stk				4046445329210



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



STANDARD
100

OEKO-TEX, også kendt som "Confidence in Textiles", er et sundheds- og miljømærke, der bruges over hele verden. Certifikatet sikrer, at tekstiler ikke indeholder stoffer, der er sundheds- eller miljøskadelige.