

Mediven Thrombexin 18

Anti Emboli Strømper



Mediven Thrombexin 18 er en antiembolistrømpe med et tryk i ankelområdet på 18 mmHg og graderet opad.

Strømpen anvendes til tromboseprofylakse ved

- immobilitet i forb. med operation, såvel præ-, per- og post-operativt.
- sengeliggende patienter
- barslende kvinder.

Strømpen (Polyamid 82%, Elastan 18%) er anatomisk strikket og har en høj elasticitet. Strømpen er meget blød, hudvenlig og det åndbare materiale fremmer bærekomforten.

Hælen som er med farveindikator, er foret med fleecestof og minimerer derved risikoen for tryksår. Tåen er forsynet med et inspektionshul under neden, hvilket samtidig reducerer risiko for fald. Antibakteriel tå nedsætter risiko for svampeinfektion.

Der tages mål i ankel, læg, under knæ, lår, samt længde. Målskema er at finde på Abena Online. Farvekode indikerer størrelse. Fås i såvel knæ, lår med silikonekant og hofte længde med hofte luk.

Tåler min. 10 vask ved 95 C i maskine og tørretumbling på laveste temperatur. Kan således bruges til flere patienter.

Varenummer		Størrelse	Farve	Antal i pose
Knæstrømpe				
234782	Thrombexin 18	X-small	Hvid-Orange	1 par
234783	Thrombexin 18	Small	Hvid-Grøn	1 par
234784	Thrombexin 18	Medium	Hvid-Violet	1 par
234785	Thrombexin 18	Large	Hvid-Blå	1 par
234786	Thrombexin 18	X-large	Hvid-Rød	1 par
Lårstrømpe med silikonekant				
234787	Thrombexin 18	X-small	Hvid-Orange	1 par
234788	Thrombexin 18	Small	Hvid-Grøn	1 par
234970	Thrombexin 18	Medium	Hvid-Violet	1 par
234789	Thrombexin 18	Large	Hvid-Blå	1 par
234790	Thrombexin 18	X-large	Hvid-Rød	1 par
Hoftestrømpe med hofte lukning				
234791	Thrombexin 18	Small	Hvid-Grøn	1 par
234792	Thrombexin 18	Medium	Hvid-Violet	1 par
234793	Thrombexin 18	Large	Hvid-Blå	1 par