



Varenummer 234792

Antiembolistrømpe, Mediven Thrombexin 18, AG, m.tå/hoftegjord, hvid, medium



Produktbeskrivelse

Fysisk tromboseprofylakse på immobile patienter, præ-, per- og postoperativt. Kvinder i barselseng og sengeliggende. Strømpen er anatomisk strikket. Den har en høj elasticitet og er meget blød og hudvenlig. Hælen er foret med fleecefor. Strømpen er meget behagelig at bære. Hælen har en farvekode relateret til størrelse. Åben tå anbragt under foden. Letter inspektion af kredsløbet.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Antiembolistrømpe
Varemærke	Mediven
Vareserie	Thrombexin 18
Farve	Hvid
Ingredienser/sammensætning	82% polyamid, 18% elasthan
Målepunkter	AG
Strømpeegenskaber	M.tå, hoftegjord
Strømpestørrelse	Medium
Certifikater	OEKO-TEX.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Produkt- eller teststandarder	Kompressionsklasse 1 - 18-21 mmHg
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Vaskeanvisninger	Tåler max 10 vask ved 95°C og tørretumbling ved laveste temperatur.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	5 par	27.5 cm	19 cm	25 cm	
par	1 par				4026398000206



OEKO-TEX, også kendt som "Confidence in Textiles", er et sundheds- og miljømærke, der bruges over hele verden. Certifikatet sikrer, at tekstiler ikke indeholder stoffer, der er sundheds- eller miljøskadelige.