

## Mediven 2in1 – Hjælpemiddel til på- og afgang af kompressionsstrømper

- Alt-i-et produkt. Kan anvendes til både åben og lukket tå samt til armstrømper
- Kan anvendes til alle skostørrelser
- Pladsbesparende, bruger kun lidt lagerplads med 1 varenummer
- Tidsbesparende, da der kun skal håndteres/registreres et varenummer
- Anvendes af både patient og personale med et minimum af kræfter (det anbefales altid at bruge gummihandsker til yderligere hjælp)
- Økonomisk fordelagtig i sin enkelhed og håndtering
- Ingen forberedelser inden anvendelse
- Silketyndt og glat, næsten lydløst materiale, der ikke skader strømpen
- Meget holdbar, er testet til 200 kg
- Kun få syninger, der kan gå op ved brug
- Kan tages med overalt, kræver kun lidt plads

