


medi 2in1

Hjælpemiddel til på- og aftagning af kompressionsstrømper

- Alt-i-et produkt. Kan anvendes til både åben og lukket tå samt til armstrømper
- Kan anvendes til alle skostørrelser
- Tids- og pladsbesparende, da der kun skal håndteres/registreres ét varenummer
- Anvendes af både patient og personale med et minimum af kræfter (det anbefales altid at bruge gummihandsker til yderligere hjælp)
- Økonomisk fordelagtig i sin enkelthed og håndtering
- Ingen forberedelse inden anvendelse
- Silketyndt og glat, næsten lydløst materiale, der ikke skader strømpen
- Meget holdbar, er testet til 200 kg
- Kun få syninger
- Kan tages med overalt, kræver kun lidt plads



Varenr.: 402252
HMI nr.: 41295

