




Varenummer 237704

## Rejsestrømpe, Jobst Travel Socks, sort, knælang, 3



### Produktbeskrivelse

Jobst Travel Socks er en blød støttestrømpe med et graderet tryk på 15-20 mmHg. Anvendes som støttestrømpe hos veneraske personer og som rejsestrømpe ved længerevarende rejser. Der tages mål til strømpen ved ankel og læg.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Rejsestrømpe
Varemærke	Jobst
Vareserie	Travel Socks
Farve	Sort
Features	Knælang
Ingredienser/sammensætning	55% nylon, 33% bomuld, 12% elastan
Strømpestørrelse	3
Certifikater	OEKO-TEX. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Produkt- eller teststandarder	Kompressionsklasse 1 - 15-20 mmHg
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
HMI-nr.	107442
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Medicinske kompressionsstrømper kan i enkelte tilfælde medføre allergiske reaktioner.
Holdbarhed	3 år, ved korrekt opbevaring.
Holdbarhed, åbnet	6 måneder, ved korrekt behandling.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Vaskeanvisninger	Vaskes med vrangen ud, på skåneprogram og ved 40°C. Skyllemiddel må ikke anvendes. Skal ligge og tørre - ikke i direkte sol eller på direkte varme. Kan tørretumbles ved lav temperatur.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
par	1 par	21 cm	12.5 cm	3 cm	4042809140477



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



OEKO-TEX, også kendt som "Confidence in Textiles", er et sundheds- og miljømærke, der bruges over hele verden. Certifikatet sikrer, at tekstiler ikke indeholder stoffer, der er sundheds- eller miljøskadelige.



Produktet kan vaskes ved 40 grader eller derunder.