




Varenummer 237705

Rejsestrømpe, Jobst Travel Socks, sort, knælang, 4



Produktbeskrivelse

Jobst Travel Socks er en blød støttestrømpe med et graderet tryk på 15-20 mmHg. Anvendes som støttestrømpe hos veneraske personer og som rejsestrømpe ved længerevarende rejser. Der tages mål til strømpen ved ankel og læg.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Rejsestrømpe
Varemærke	Jobst
Vareserie	Travel Socks
Farve	Sort
Features	Knælang
Ingredienser/sammensætning	55% nylon, 33% bomuld, 12% elastan
Strømpestørrelse	4
Certifikater	OEKO-TEX. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Produkt- eller teststandarder	Kompressionsklasse 1 - 15-20 mmHg
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
HMI-nr.	107441
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Medicinske kompressionsstrømper kan i enkelte tilfælde medføre allergiske reaktioner.
Holdbarhed	3 år, ved korrekt opbevaring.
Holdbarhed, åbnet	6 måneder, ved korrekt behandling.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Vaskeanvisninger	Vaskes med vrangen ud, på skåneprogram og ved 40°C. Skyllemiddel må ikke anvendes. Skal ligge og tørre - ikke i direkte sol eller på direkte varme. Kan tørretumbles ved lav temperatur.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
par	1 par	20 cm	12 cm	2.5 cm	4042809140637



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



OEKO-TEX, også kendt som "Confidence in Textiles", er et sundheds- og miljømærke, der bruges over hele verden. Certifikatet sikrer, at tekstiler ikke indeholder stoffer, der er sundheds- eller miljøskadelige.



Produktet kan vaskes ved 40 grader eller derunder.