




Varenummer 237987

Skillerum, Medimax, transparent, til Medimax

Produktbeskrivelse

Anvendes som ekstra skillerum i Medimax doseringsæsker, hvis der er brug for yderligere rum i æsken.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Skillerum
Varemærke	Medimax
Sekundær farve	Transparent
Features	Til Medimax
Materiale	PP
Vaskeanvisninger	Kan vaskes ved max. 50°C.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1500 stk	39.2 cm	30 cm	37.5 cm	
pk	10 stk	16.5 cm	9.5 cm	2.5 cm	
stk	1 stk				