




Varenummer 237988

Doseringsæske, Dosett Maxi, rød

Produktbeskrivelse

Anvendes til ugedoseringsæske med alle ugedagene samlet i samme enhed. Med blindeskrift og låseanordning.

Æskens mål: B: 13,0 cm L: 25,5 cm H: 3,1 cm

Pillerum mål: B: 2,2 cm L: 2,2cm D: 2,2 cm

Specifikationer

Produktbetegnelse	Doseringsæske
Varemærke	Dosett
Vareserie	Maxi
Farve	Rød
Materiale	PE, PET, ABS, PBT, SAN
Længde/dybde	20.3 cm
Bredde	13.3 cm
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10 stk	23 cm	15 cm	17.2 cm	5703538052972
stk	1 stk				7313894311002