

Varenummer 238002

Doseringsæske, Medinizer, blå, uden ugedage, morgen, middag, aften, nat



Produktbeskrivelse

Anvendes til opbevaring af mange tabletter. Doseres til en uge af gangen. Lågene kan klikkes på. Kan vaskes i opvaskemaskine eller afsprittes. Nylon-tasken kan afsprittes eller vaskes i sæbevand. Der er blindeskrift i bunden.

Æskens mål: B: 4,70 cm L: 15,80 cm H: 1,80 cm

Pillerum mål: B: 3,40 cm L: 2,80 cm D: 1,50 cm

Specifikationer

Produktbetegnelse	Doseringsæske
Varemærke	Medinizer
Farve	Blå
Features	Uden ugedage, morgen, middag, aften, nat
Materiale	ABS, SAN
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Vaskeanvisninger	Kan vaskes ved max. 50°C.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	250 stk	52.5 cm	33.5 cm	27.3 cm	5703538177606
stk	1 stk				5703428208380