



Varenummer 238007

Doseringsæske, Medidos, transparent, nr. 2, refill

Produktbeskrivelse

Anvendes til opbevaring af få tabletter. Doseres til 7 dage af gangen. Lågene skubbes eller klikkes på. Flytbare skillevægge. Kan vaskes i opvaskemaskine eller afsprittes. Æskerne ligger i en plastlomme.

Æskens mål: B: 2,00 cm L: 9,50 cm H: 1,80 cm

Pillerum mål: B: N/A L: N/A D: 1,40 cm

Pillerum er justerbare

Specifikationer

Produktbetegnelse	Doseringsæske
Varemærke	Medidos
Sekundær farve	Transparent
Features	Nr. 2, refill
Materiale	SAN
Længde/dybde	9.5 cm
Bredde	2 cm
Højde	1.8 cm
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Vaskeanvisninger	Kan vaskes ved max. 50°C.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	80 stk	39.5 cm	30 cm	38 cm	5703428301425
pk	20 stk	29 cm	19.5 cm	18 cm	
stk	1 stk				5703428123454