


Varenummer 238100

Doseringsæske, Medinizer, blå, uden
ugedage, middag, aften, nat, morgen



Produktbeskrivelse

Anvendes til opbevaring af mange tabletter. Doseres til en ugedag af gangen. Lågene kan klikkes på. Kan vaskes i opvaskemaskine eller afsprittes.

Æskens mål: B: 4,70 cm L: 15,80 cm H: 1,80 cm

Pillenum mål: B: 3,40 cm L: 2,80 cm D: 1,50 cm

Specifikationer

Produktbetegnelse	Doseringsæske
Varemærke	Medinizer
Farve	Blå
Features	Uden ugedage, middag, aften, nat, morgen
Materiale	ABS, SAN
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Vaskeanvisninger	Kan vaskes ved max. 50°C.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	250 stk	39.5 cm	30.7 cm	38 cm	5703428208397
stk	1 stk				5703538177873