

Varenummer 238110



Doseringsæske, Medimax, transparent, neutral, box med bund og låg, Morgen, Middag, Aften, Nat

Produktbeskrivelse

Anvendes til opbevaring af mange tabletter. Låget skubbes på. Kan vaskes i opvaskemaskine eller afsprittes.

Æskens mål: B: 3,80 cm L: 13,80 cm H: 1,80 cm

Pillerum mål: B: 3,50 cm L: 3,30 cm D: 1,40 cm

Specifikationer

Produktbetegnelse	Doseringsæske
Varemærke	Medimax
Sekundær farve	Transparent
Features	Neutral, box med bund og låg, Morgen, Middag, Aften, Nat
Materiale	SAN
Længde/dybde	13.8 cm
Bredde	3.8 cm
Højde	1.8 cm
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Vaskeanvisninger	Kan vaskes ved max. 50°C.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	80 stk	28.2 cm	19.7 cm	18.2 cm	5703428002513
stk	1 stk				