



Varenummer 238120

Fingerprikker, Vitrex Press II, grøn, 18G,
x 1,8 mm



Produktbeskrivelse

Engangsfingerprikker til frembringelse af kapillærblod

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Fingerprikker
Varemærke	Vitrex
Vareserie	Press II
Farve	Grøn
Features	X 1,8 mm
Størrelse på injektionssprøjtekanyle	18G
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1000 stk	28 cm	24 cm	17.8 cm	
pk	100 stk	13.6 cm	7.6 cm	9 cm	5706860932134
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt