

Varenummer 238121

Fingerprikker, Vitrex, Ultrasafe, gul, 26G, x 1,8 mm, steril



Produktbeskrivelse

Engangsfingerprikker til frembringelse af kapillærblod

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Fingerprikker
Varemærke	Vitrex
Model	Ultrasafe
Farve	Gul
Features	X 1,8 mm, steril
Størrelse på injektionssprøjtekanyle	26G
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10 pk	29 cm	24 cm	18 cm	5706860944137
pk	100 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE