



Produktdatablad

Fingerprikker, sikkerhed, stikdybde 1,8 mm, 26 G, steril

Varenummer: 238121



Varedeklaration

Forpakning: 100 Stk pr. Pakke, 2 Pakke pr. Æske. Produktbetegnelse: Fingerprikker. Varemærke: Vitrex. Features: x 1,8 mm, steril. Certifikater: MD. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse IIa. Model: Ultrasafe. Størrelse på injektionssprøjtekanyle: 26G. Direktiver, lovgivning og regler: MDR (EU) 2017/745. Produktbeskrivelse: Engangsfingerprikker til frembringelse af kapillærblod. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.