




Fingerprikkere



Anvendes til frembringelse af bloddråbe via et lille snit til blodsuktermåling.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Antal pr. Pakke/karton
238120	Safe Press fingerprikker, grøn	18G x 1,8 mm	100 stk./ 1000 stk.
238121	Safe Press fingerprikker, gul	26G x 1,8 mm	100 stk./ 1000 stk.
238122	Safe Press fingerprikker, orange	21G x 2,2 mm	100 stk./ 1000 stk.
238123	Safe Press fingerprikker, pink	21G x 2,8 mm	100 stk./ 1000 stk.