




# Fingerprikkere



Anvendes til frembringelse af bloddråbe via et lille snit til blodsuktermåling.

| Varenr. | Produkt                          | Størrelse    | Antal pr. Pakke/karton |
|---------|----------------------------------|--------------|------------------------|
| 238120  | Safe Press fingerprikker, grøn   | 18G x 1,8 mm | 100 stk./ 1000 stk.    |
| 238121  | Safe Press fingerprikker, gul    | 26G x 1,8 mm | 100 stk./ 1000 stk.    |
| 238122  | Safe Press fingerprikker, orange | 21G x 2,2 mm | 100 stk./ 1000 stk.    |
| 238123  | Safe Press fingerprikker, pink   | 21G x 2,8 mm | 100 stk./ 1000 stk.    |