




JOBST[®] Surgical vest

En bekväm produkt är viktigt för patientens
trivsel och rehabiliteringstid

JOBST® Surgical vest

Produktegenskaper

- Dragkedja fram och justerbara axelband
- Ger stöd för bröst och byst efter bröstkirurgi
- Hjälper till att kontrollera postoperativa ödem
- Mjukt och skönt material
- Latexfri
- Reducerar bildning av hematom
- Håller Implantat och protes på plats
- Tvättbar i maskin
- Tillgänglig med eller utan kupa/kupor



Omfångsmåttet 1 tas runt bröstet under armen om du väljer utan kupor.

Omfångsmåttet 2 tas runt bröstet under bröststen vid kupor.



Kardborreband



Tålig dragkedja



Surgical vest utan kupor

Beställningsinformation

Mått	1	2	3	4	5
Omkrets vid A-kupa	75 - 85 cm				
Omkrets vid B-kupa	70 - 75 cm	80 - 85 cm			
Omkrets vid C-kupa	65 - 70 cm	75 - 80 cm	85 - 90 cm	95 - 100 cm	105 - 110 cm
Omkrets vid D-kupa		75 - 80 cm	80 - 85 cm	90 - 95 cm	100 - 105 cm
Omkrets vid DD-kupa			75 - 80 cm	85 - 90 cm	95 - 100 cm
Omkrets utan kupor	79 - 89 cm	89 - 99 cm	99 - 109 cm	109 - 119 cm	120 - 130 cm

ARTIKELNUMMER				
	Utan kupor	Med kupor	endast vänster kupa	endast höger kupa
Storlek 1	46111-01891	46111-01801	46111-01819	46111-01806
Storlek 2	46111-01892	46111-01802	46111-01820	46111-01807
Storlek 3	46111-01893	46111-01803	46111-01821	46111-01808
Storlek 4	46111-01894	46111-01804	46111-01822	46111-01809
Storlek 5	46111-01895	46111-01805	46111-01823	46111-01814