



Varenummer 239415

Tandstikker, Tandex, 15,2x8,8x8cm, hvid, 80 stk., trekantede

✓ Effektiv tandrensning

Produktbeskrivelse

Trekantet plast tandstik som er fleksibel og aldrig knækker. Giver en effektiv rengøring imellem tænderne, uden at tænder og tandkød tager skade.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Tandstikker
Varemærke	Tandex
Farve	Hvid
Features	80 stk., trekantede
Materiale	Plast
Længde/dybde	15.2 cm
Bredde	8.8 cm
Højde	8 cm
Vægt, netto	362 g
Vægt, brutto	362 g
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	288 boks	47.5 cm	38.2 cm	21 cm	
pk	12 boks	15.2 cm	8.8 cm	8 cm	5703459041116
boks	80 stk				5703459004111