



Varenummer 240000

## Badeovertræk, transparent, PE, kort model, til arm eller underben

### Produktbeskrivelse

Anvendes til beskyttelse af bandager i bad. F.eks kompressions- eller gipsbandager.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Badeovertræk
Sekundær farve	Transparent
Features	Kort model, til arm eller underben
Materiale	PE
Længde/dybde	70 cm
Bredde	40 cm
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde (cm)	Bredde (cm)	Højde (cm)	EAN
kl	40 pk	41.5	24.5	22.1	5703538079993
pk	10 stk	26	16	1.5	5703538079986
stk					5703538079979