



Varenummer 240000

## Badeovertræk, 70x40cm, transparent, PE, kort model, til arm eller underben

### Produktbeskrivelse

Anvendes til beskyttelse af bandager i bad. F.eks kompressions- eller gipsbandager.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Badeovertræk
Sekundær farve	Transparent
Features	Kort model, til arm eller underben
Materiale	PE
Længde/dybde	70 cm
Bredde	40 cm
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	400 stk	41.5 cm	24.5 cm	22.1 cm	5703538079993
pk	10 stk	26 cm	16 cm	1.5 cm	5703538079986
stk	1 stk				5703538079979