



Varenummer 240001

Badeovertræk, transparent, PE, lang model til benet

Produktbeskrivelse

Anvendes til beskyttelse af bandager i bad. F.eks kompressions- eller gipsbandager.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Badeovertræk
Sekundær farve	Transparent
Features	Lang model til benet
Materiale	PE
Længde/dybde	1 m
Bredde	40 cm
Produktet har på grund af sin sammensætning en udløbsdato fra sin produktionsdato på følgende længde:	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	400 stk	0.41 m	0.25 m	0.305 m	5703538080029
pk	10 stk	0.29 m	0.19 m	0.035 m	5703538080012

