



Varenummer 240001

Badeovertræk, 1m x 40cm, transparent, PE, lang model til benet

Produktbeskrivelse

Anvendes til beskyttelse af bandager i bad. F.eks kompressions- eller gipsbandager.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Badeovertræk
Sekundær farve	Transparent
Features	Lang model til benet
Materiale	PE
Længde/dybde	1 m
Bredde	40 cm
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	400 stk	41 cm	25 cm	30.5 cm	5703538080029
pk	10 stk	29 cm	19 cm	3.5 cm	5703538080012
stk	1 stk				5703538080005

