

Varenummer 240008

**Puskapsel, Uson, 25,5x14x4cm, 700 ml,
hvid, nyreformet, engangs, engangs**



Produktbeskrivelse

Til opbevaring af instrumenter, sprøjter. Kan også anvendes til skyllevæsker, mund og sårpleje og til opkast.
Steriliserbart.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Puskapsel
Varemærke	Uson
Farve	Hvid
Features	Nyreformet, engangs
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Plast
Længde/dybde	25.5 cm
Bredde	14 cm
Højde	4 cm
Rumindhold, brutto	700 ml
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	500 stk	40.6 cm	29.9 cm	37 cm	5709253000335
pk	100 stk	18.2 cm	27.2 cm	17.2 cm	5703538178344
stk	1 stk				5703538178337



Produktet er fri for PVC
(plasttype fremstillet af
polyvinylchlorid).