



Varenummer 240009

Opkastningspose, SicSac, 1,5 l, hvid

Produktbeskrivelse

Anvendes ved opkastning. Efter brug snøres posen sammen og lukkes ved hakket i kanten.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Opkastningspose
Varemærke	SicSac
Farve	Hvid
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	PP, PE
Rumindhold, brutto	1.5 l
Holdbarhed	Ubegrænset
Holdbarhed, åbnet	Ubegrænset
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	300 stk	40.2 cm	40.2 cm	28.8 cm	4049500987585
pk	50 stk	39 cm	12.5 cm	12.5 cm	4049500987585
stk	1 stk				