



Varenummer 240010

Dispenser, SicSac, hvid, metal, til 50 opkastningsposer

Produktbeskrivelse

Anvendes som holder til SicSacposer. Kan indeholde en række med 50 stk. poser.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Varemærke	SicSac
Farve	Hvid
Features	Til 50 opkastningsposer
Materiale	Metal
Holdbarhed	Ubegrænset
Holdbarhed, åbnet	Ubegrænset
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	6 stk	38.5 cm	36 cm	51 cm	4049500987608
stk	1 stk				

