



Varenummer 240048

Stopur, digitalt, med klemme og magnet

Produktbeskrivelse

Anvendes i forbindelse med tidtagning til fx diverse prøver/undersøgelser eller i laboratoriet. Med LCD-display og fod. Stopurfunktion: 23 H, 59 min, 59 sek. Count down 23 H, 59 min, 59 sek. Bruger 1 stk. knapcellebatteri 1,5V (medfølger).

Specifikationer

Produktbetegnelse	Stopur
Features	Digitalt, med klemme og magnet
Strømspecifikationer	1,5 V knap batteri
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	5.5 cm	6.8 cm	1.6 cm	6954213820297