



Varenummer 240052

Sygeplejeur, 9cm, Ø4cm, blå, analog

Produktbeskrivelse

Smart sygeplejeur i praktisk silikone cover. Batteri knapcelle SR626SW medfølger. Uret sættes fast med en sikkerhedsnål.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sygeplejeur
Farve	Blå
Features	Analog
Materiale	Silikone
Længde/dybde	9 cm
Diameter	4 cm
Strømspecifikationer	Batteridrevet
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	9.7 cm	4.8 cm	1.3 cm	