



Varenummer 240057

**Neo-Sensitabs, Rosco, sulfonamid, 1 stk.
= 50 tabs, steril**

Produktbeskrivelse

ROSCO Neo-Sensitabs anvendes i forbindelse med resistensbestemmelse. Neo-sensitabs placeres vha. dispenser på tilsæt agarplade, hvorefter denne inkuberes ved 35 gr. celsius til dagen efter. Det antimikrobielle middel er indkapslet i tabletten, hvilket sikrer en homogen og kontrolleret frigivelse, når den placeres på agaren. Neo-Sensitabs er generelt ikke følsomme over for udsving i temperatur og luftfugtighed i arbejdsmiljøet. Fordele ved Neo-Sensitabs er, at den skal opbevares ved stuetemperatur både i uåbnede pakker og når rørene er isat dispenser. Holdbarhed efter åbning: 12 måneder.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Neo-Sensitabs
Varemærke	Rosco
Features	1 stk. = 50 tabs, steril
Ingredienser/sammensætning	Sulfonamid
Vægt, netto	240 µg
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Generel
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Produktet har på grund af sin sammensætning en udløbsdato fra sin produktionsdato på følgende længde:	4 år
Holdbarhed, åbnet	12 måneder
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	250 stk	44 cm	21.6 cm	12 cm	55707339781128
pk	5 stk	10.8 cm	5.2 cm	3 cm	
stk	1 stk				

STERILE

Produktet er steril