

Varenummer 240091

Vaskefad, Ø29,5cm, 2500 ml, plast

✓ Tåler op til 121 grader

Produktbeskrivelse

Vaskefad som tåler varme behandling op til 121 grader.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Vaskefad
Features	Plast
Diameter	29.5 cm
Rumindhold, netto	2500 ml
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	105 stk	59.7 cm	40 cm	41.7 cm	5703538201295