




# ASSISTANCEBORDSPOSE

## KC100, forstærket

| Varenr. | Beskrivelse                                                                            | Æske/Trsp.kasse |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 6088672 | Indeholder:                                                                            | 40/40           |
|         | 1 Assistancebordspose i plast<br>80 x 144 cm med spunbonded<br>forstærkning 64 x 92 cm |                 |

Emballage: Peel-pakning, separat, pakket sterilt  
 Sterilisering: Ethylen Oxid – EO, holdbarhed 5 år efter  
 produktionsdato  
 Farve: Blå  
 Materiale: Plast, blå PE (polyethylen)  
 Forstærkning: spunbonded  
 Standard: Opfylder standard ISO 13485  
 Opfylder standard EN 13795



### Destruktion:

Produktet: forbrænding

Forpakningsmateriale: Genanvendeligt

Tryckfärg: vattenbaserad

Producent: Kimberly-Clark Tecnol, USA  
 CE-mærket i henhold til Direktiv 93/42/EEC Class I Sterile / non-Sterile  
 Opbevares tørt og køligt, gerne i forpakningen  
 Trsp.karton = mindste kvantitet/bestilling

