

Varenummer 240170

Identitetsbånd, plast, voksen

✓ Lukkes med klæb - ingen tryklås

Produktbeskrivelse

Der kan på identitetsbåndet påsættes labels eller skrives patientens identifikationsdata med kuglepen og tusch. Sættes om håndledet med en sammenklæbning, derfor ingen generende tryklås.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Identitetsbånd
Features	Voksen
Materiale	Plast
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	400 stk	29.2 cm	16.2 cm	2.5 cm	
stk	1 stk				