



Varenummer 240190

Excellent

Isolationskittel, med manchet og åndbar ryg, Abena Excellent, L, gul, PP/PE, usteril, engangs

- ✓ Væsketæt
- ✓ Blød og komfortabel
- ✓ Med åndbar ryg
- ✓ Med ærmemanchet
- ✓ Bindebånd i nakke og liv
- ✓ Minimere krydskontaminering
- ✓ Hygiejnisk
- ✓ Pladsbesparende



Produktbeskrivelse

Væsketæt kittel med åndbar ryg, ærmemanchet og bindebånd i nakke og liv. Anvendes til beskyttelse for at undgå krydskontamineringer, f.eks. i forbindelse med smitsomme sygdomme.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Isolationskittel, med manchet og åndbar ryg
Varemærke	Abena
Vareserie	Excellent
Størrelse	L
Farve	Gul
Features	Usteril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	PP, PE
Længde/dybde	127 cm
Bredde	130 cm
Tykkelse	30 g/m ²
Belægningstykkelse	12 g/m ²
Tolerance	+/- 2 cm
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Ved mistanke om kontaminering skal produktet kasseres som klinisk affald.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Brugsanvisning

Bindes i nakke og liv.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	50 stk	0.369 m	0.262 m	0.32 m	5703538279010
pk	5 stk	0.296 m	0.251 m	0.052 m	5703538279027



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at benytte og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (den Europæiske Konformitetskomite) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er væskebestandigt.



Produktet har jerseymanchetter ved ærmer/ankler.



Produktet lukkes med bindebånd.



Produktet indeholder ikke latex.



Produktet er kun til engangsbrug.