



Varenummer 240190

ABENA® *Excellent*

## Isolationskittel, ABENA Excellent, L, 127x130cm, 30 gsm, gul, PE/PP, usteril, engangs

- ✓ Væsketæt
- ✓ Blød og komfortabel
- ✓ Med åndbar ryg
- ✓ Med ærmemanchet
- ✓ Bindebånd i nakke og liv
- ✓ Minimere krydskontaminering
- ✓ Hygiejnisk
- ✓ Pladsbesparende



### Produktbeskrivelse

Væsketæt isolationskittel med åndbar ryg, ærmemanchet og bindebånd i nakke og liv. Anvendes til beskyttelse for at undgå krydskontamineringer, f.eks. i forbindelse med smitsomme sygdomme.



### Specifikationer

|                                  |                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Isolationskittel                                                                                                                                           |
| Varemærke                        | ABENA                                                                                                                                                      |
| Vareserie                        | Excellent                                                                                                                                                  |
| Størrelse                        | L                                                                                                                                                          |
| Farve                            | Gul                                                                                                                                                        |
| Features                         | Usteril                                                                                                                                                    |
| Engangs/flergangs                | Engangs                                                                                                                                                    |
| Materiale                        | PE, PP                                                                                                                                                     |
| Længde/dybde                     | 127 cm                                                                                                                                                     |
| Bredde                           | 130 cm                                                                                                                                                     |
| Tykkelse                         | 30 gsm                                                                                                                                                     |
| Certifikater                     | CE, MD, UKCA.                                                                                                                                              |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse I                                                                                                                                                   |
| Direktiver, lovgivning og regler | MDR (EU) 2017/745, UK MDR 2002                                                                                                                             |
| Holdbarhed                       | 5 år                                                                                                                                                       |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.                                                                                               |
| Bortskaffelse af produkt         | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Ved mistanke om kontaminering skal produktet kasseres som klinisk affald. |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genanvendes eller forbrændes.                                                                                                                          |

### Brugsanvisning

Bindes i nakke og liv.

## Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde  | Højde   | EAN           |
|-------|------------|---------|---------|---------|---------------|
| kl    | 50 stk     | 36 cm   | 26.9 cm | 26.8 cm | 5703538279010 |
| pk    | 5 stk      | 26.9 cm | 26.1 cm | 3.8 cm  | 5703538279027 |
| stk   | 1 stk      |         |         |         |               |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



UKCA-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med produktstandarter og lovgivning i Storbritannien.



Produktet indeholder ikke latex.



Produktet er væskebestandigt.



Produktet er kun til engangsbrug.



Produktet har jerseymanchetter ved ærmer/ankler.



Produktet lukkes med bindebånd.