



Varenummer 240343



## Duftdispenser, Tork A1

- ✓ Elektronisk styret airfresher
- ✓ Refillindikator sikrer bedre kontrol og en behagelig oplevelse for alle brugere,
- ✓ Hurtig genopfyldning og lang batterilevetid sikrer nem vedligeholdelse,
- ✓ Nem programmering sikrer frisk luft hele døgnet.

### Produktbeskrivelse

Duftdispenser der sikrer automatisk og effektiv duftkontrol i mindre rum, ca. 12-15 m<sup>2</sup>. Bruger 1 stk. duftgel-refill som holder min. 4 uger.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Duftdispenser
Varemærke	Tork
Vareserie	A1
Farve	Hvid
Materiale	Plast
Længde/dybde	8.5 cm
Bredde	5.5 cm
Højde	17.4 cm

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	6 stk	21.2 cm	21.2 cm	19.2 cm	7322540355123
stk	1 stk				7322540355116